

NOVITÀ

MELA Trace



TRACCIABILITÀ TOTALE DELLA STERILIZZAZIONE

AFFIDABILITÀ E SICUREZZA PER IL TUO PAZIENTE

COLLEGAMENTO DIRETTO TRAMITE CONNESSIONE DI RETE

Con **MELA Trace** i dati dei cicli di sterilizzazione, non appena conclusi, vengono automaticamente memorizzati nel database del computer. **MELA Trace** permette di collegare fino a 16 sterilizzatrici, o apparecchi analoghi, simultaneamente.

ACQUISIZIONE DI TUTTI I CICLI E DEI GRAFICI

MELA Trace fornisce continuamente informazioni sullo stato attuale di ogni ciclo di sterilizzazione, permettendo così di ottimizzare tutti i cicli operativi. Il ciclo può essere visualizzato in forma grafica per una maggiore comprensione.

STAMPA DELLE ETICHETTE

Alla fine di ogni ciclo di sterilizzazione, verranno preparate tutte le etichette necessarie per la rintracciabilità. L'etichetta contiene le informazioni d'identificazione dell'autoclave, i dati dell'operatore che ha validato il ciclo, la data di sterilizzazione e la data di scadenza. Il tutto accompagnato da un codice a barre. Il codice a barre, associato in modo univoco ad ogni ciclo, sarà utilizzato in fase operatoria per assegnarlo al paziente o per le ricerche necessarie.

GESTIONE BARCODE

Grazie alla veloce lettura del barcode è possibile risalire ai dati di sterilizzazione: data, tipo di ciclo, operatore che ha eseguito la validazione, numero di serie della sterilizzatrice e data di scadenza del kit. Questa funzione è fondamentale in quanto fornisce la documentazione relativa ai protocolli di igiene, per la corretta attività medico legale dello studio.

ASSEGNAZIONE DEI KIT STERILIZZATI ALLA CARTELLA CLINICA DEL PAZIENTE

MELA Trace fa sì che la tracciabilità sia semplice e sicura dal carico al ciclo, al paziente e inoltre, alla fine di ogni ciclo fornisce il relativo rapporto, memorizzandolo direttamente su PC.

ARCHIVIAZIONE DEI DATI

MELA Trace memorizza i dati all'interno di un database protetto da accessi non autorizzati. Include anche una gestione anagrafica dei pazienti con la funzione per associare i kit alla cartella clinica del paziente. **MELA Trace** prevede l'utilizzo in collegamento con i programmi gestionali esistenti. In questo modo la gestione organizzativa dello studio non dovrà essere modificata a vantaggio dell'ergonomia. In merito al collegamento con i gestionali saremo lieti di fornirvi un modulo SDK (software developer kit) ad uso degli sviluppatori software.

UTILIZZO IN RETE LOCALE

MELA Trace può essere fornito per l'utilizzo in rete locale. Questa versione è indispensabile se si vuole gestire in modo semplice la ricerca e l'assegnazione dei kit di sterilizzazione da qualunque postazione dello studio.

